

RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN/KEPERAWATAN		
	No. Dokumen 04/046/SPRS/2014	No.Revisi	Jumlah Halaman 1/3
PROSEDUR TETAP	TANGGAL TERBIT 02 Desember 2014		
Pengertian	Tata cara melaksanakan pemeliharaan alat-alat kesehatan dan keperawatan dengan cara membersihkan, mendesinfektan, menyeterilkan dan menyimpannya.		
Tujuan	Sebagai acuan untuk pemeliharaan alat kesehatan dan keperawatan		
Kebijakan	- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan - Dapat dilakukan mulai dari perawat yunior.		
Prosedur	Pemeliharaan Peralatan dari Logam Persiapan Alat : - Alat kotor - Larutan desinfektan, gelas pengukur - Bak/ember tempat merendam - Air mengalir - Bak Instrumen - Kain Pembungkus Pelaksanaan : 1. Pakai sarung tangan 2. Bersihkan alat dari kotoran yang melekat dibawah air kran mengalir 3. Dikeringkan 4. Setelah alat kering, masukan ke dalam bak instrumen sesuai dengan jenis alat 5. Bungkus dengan kain pembungkus 6. Buka sarung tangan 7. Beri label nama alat dan nama ruangan 8. Kirim ke ruang pensterilan alat/CSSD		

RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PEMELIHARAAN ALAT KESESEHATAN/KEPERAWATAN		
	No. Dokumen 04/046/SPRS/2014	No.Revisi	Jumlah Halaman 2/3
PROSEDUR TETAP	TANGGAL TERBIT 02 Desember 2014	 dr. H. ATRIA WIBAWA, M.Kes NRS 009803 1 002	
Pemeliharaan Tensi Meter 1. Kunci air raksa setelah pemakaian alat 2. Gulung manset dan disusun/dimasukkan ke dalam bak tensimeter 3. Tutup tensimeter dan simpan pada tempatnya 4. Kain manset dicuci bila kotor atau satu kali sebulan Perhatikan kaca pengukur harus tetap dalam keadaan bersih dan mudah di baca 6. Bersihkan tensi meter dengan menggunakan alkohol. Pemeliharaan Peralatan dari Karet Persiapan Alat 1. slang oksigen dll) 2. Tempat pencucian dengan air yang mengalir atau baskom 3. Sabun cuci 4. Bengkok (nierbekken) 5. Sduit 6. Kapas bersih dan tempatnya 7. Larutan desinfektan Pelaksanaan : 1. Peralatan dibersihkan dan jika ada bekas-bekas kotoran dihilangkan dengan kapas bersih 2. Bagian didalamnya dibersihkan dengan menyemprotkan air dari spuit atau air mengalir sambil dipijit-pijit sampai bersih 3. Setelah bersih, peralatan kemudian direndam didalam larutan desinfektan sekurang-kurangnya dua jam, selanjutnya disabuni dan dibilas 4. Setelah itu peralatan dikeringkan dan disimpan ditempat yang bersih 5. Setelah selesai, peralatan dibersihkan, dibereskan dan dikembalikan ke tempat semula 6. Peralatan dibersihkan bila kotor, dan setiap habis dipakai oleh 1 pasien Hal-hal yang perlu diperhatikan Hati-hati terhadap alat/benda tajam selama melakukan pembersihan			

RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN/KEPERAWATAN		
	No. Dokumen 04/046/SPRS/2014	No.Revisi	Jumlah Halaman 3/3
PROSEDUR TETAP	TANGGAL TERBIT 02 Desember 2014		
	alat		
Unit Terkait	IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap, OK, Ans/RR		