



**RSUD Dr. M.
ZEIN PAINAN**

PEMERIKSAAN HbA1C ALAT NYCOCARD

No. Dokumen :
078/SPO/LAB/RSSAK/III/2015

No. Revisi :
01

Halaman :
1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :

Ditetapkan oleh:
Direktur Utama


Drg. H. BUSRIL, MPH
NIP. 19740227 200212 1 004

PENGERTIAN

Pemeriksaan HbA1c alat Nycocard adalah pemeriksaan HbA1c menggunakan alat Nycocard

TUJUAN

Evaluasi control Diabetes Mellitus

KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur nomor 002/PER/DIR/RSSAK/II/2015 tentang kebijakan pelayanan Rumah Sakit
2. Peraturan Direktur nomor 031/PER/DIR/RSSAK/II/2015 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium

PROSEDUR

1. Masukkan 5 μ l sample kedalam R1 kocok dengan baik. Inkubasi minimum 2 menit dan maximum 3 menit, gunakan timer
2. Kocok larutan sample kembali, ambil 25 μ l larutan sample, masukan ke dalam tese device biarkan meresap sempurna, tunggu $\pm$ 15-20 detik.
3. Tambahkan 25 μ l, R2/washing solution, biarkan meresap sempurna. Tunggu $\pm$ 10 detik.
4. Baca hasil dengan menggunakan Nycocard Reader II dalam waktu < 5 menit.

UNIT TERKAIT

Unit Laboratorium