

RSUD TAPAN 	TINDAKAN SHOCK		
	No. Dokumen 015	No. Revisi 0	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit Tgl/01/2020	Ditetapkan Oleh : Direktur RSUD TAPAN  <u>dr. Elfrina Mirna</u> NIP.19840427 2014112 2 001	
PENGERTIAN	Memberikan tindakan arus listrik searah pada otot jantung melalaui dinding dada dengan menggunakan defibrillator		
TUJUAN	Menghilangkan aritmia ventrikel yang spesifik pada henti jantung dan kelainan organik jantung lainnya		
KEBIJAKAN	Dalam memberikan Asuhan Keperawatan (ASKEP) kepada pasien harus berdasarkan SPO yang tersedia		
PROSEDUR	A. Persiapan Alat 1. Seperangkat alat Cardiopag 2. Jelly 3. Kain kassa B. Persiapan Penderita 1. Jelaskan pada keluarga penderita / orang sakit tentang maksud dan tujuan tindakan DC Shock 2. Atur posisi penderita telentang tanpa bantal 3. Buka baju (atur privacy penderita) C. Langkah-Langkah 1. Saklar dihubungkan dengan stop kontak (meskipun sudah di charge) PLN / ACCU 2. Tekan tombol power (on) amati hingga di layar timbul gelombang EKG 3. Atur knop Energy Delivered sesuai dengan instruksi dokter (satuan joule) 4. Tekan charge (warna kuning) amati hingga dilayar monitor timbul angka jumlah joul 5. Tes dengan menekan tombol merah pada pegangan masing-masing untuk mengetahui alat layak pakai 6. Setelah dinyatakan siap pakai, baru kemudian digunakan pada penderita dengan menekan charge kembali		