

RSUD TAPAN 	PEMBERIAN DEFIBRILASI		
	No. Dokumen 094/Kep/RSUD Tapan/III/2023	No. Revisi	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 / 03 /2023		Ditetapkan Oleh : Direktur RSUD TAPAN  drg. Irmadel Putra Emira NIP. 19781111 201504 1001
Pengertian	Memberikan terapi kejut listrik dengan menggunakan alat defibrilator untuk mengatasi gangguan kelistrikan jantung yang mengancam jiwa, berupa takikardi ventrikel tanpa nadi (pVT) dan fibrilasi ventrikel (VF)		
Tujuan	Mengembalikan normalitas jantung		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur RSUD Tapan no. 440/005/SK/RSUD Tapan/2023 tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023		
Prosedur penatalaksanaan	1. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 2. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur, jika memungkinkan 3. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan : a. Sarung tangan bersih b. Jeli c. Mesin defibrillator d. Paddle atau pad defibrillator e. Elektroda f. Tisu 4. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 5. Pasang sarung tangan bersih 6. Lakukan resusitasi jantung paru (RJP) hingga mesin defibrillator siap 7. Hidupkan mesin defibrillator 8. Tempelkan elektroda dan sambungkan dengan kabel EKG dari mesin defibrillator 9. Pastikan irama EKG hentijantung shockable (VF ataupun VT)		

RSUD TAPAN 	PEMBERIAN DEFIBRILASI		
	No. Dokumen 094/Kep/RSUD Tapan/III/2023	No. Revisi	Halaman 2 / 2
	10. Angkat paddle darimesin dan oleskan jeli pada paddle atau pasang pad 11. Atur jumlah energi dengan mode asynchronized sebesar 200 joule (pada bifasik), atau 360 joule (pada monofasik), atau gunakan energi tertinggi (jika tidak diketahui), atau 2-3 joule/KgBB pada anak 12. Tempelkan paddle atau pad sternum pada sisi kanan sternum dibawah klavikula (ICS 2 – 3) dan paddle atau pad apeks pada garis midklavikula setinggi elektroda V6 (ICS 4-5) 13. Isi energi dengan menekan tombol charge pada paddle atau pada mesin defibrillator dan tunggu hingga energi yang diinginkan tercapai 14. Teriak bahwa defibrillator telah siap (misal “I’m clear, you’re clear, everybody’s clear” atau “saya siap, area siap”) 15. Hentikan RJP dan pastikan tidak ada yang menyentuh pasien 16. Lepaskan energi dengan menekan tombol discharge 17. Angkat paddle dan langsung lanjutkan RJP tanpa menunggu hasil irama yang muncul pada monitor 18. Lanjutkan RJP selama 2 menit 19. Evaluasi irama dan ulangi pemberian defibrilasi jika masih irama henti jantung shockable 20. Bersihkan area dada dengan tisu 21. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 22. Lepaskan sarung tangan 23. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 24. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respon pasien		
Unit terkait	IGD Rawat Inap		