

RSUD TAPAN 	PERAWATAN BAYI DALAM INKUBATOR		
	No. Dokumen 100/Kep/RSUD Tapan/III/2023	No. Revisi	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 / 03 /2023		Ditetapkan Oleh Direktur RSUD TAPAN  drg. Irmadel Putra Emira NIP. 19781111 201504 1001
Pengertian	Memberikan perawatan pada bayi berat badan lahir rendah (bblr) atau bayi sakit dengan menggunakan alat khusus yang dapat memberikan suhu lingkungan yg optimal.		
Tujuan	Terciptanya suhu lingkungan yang normal dimana panas yang dihasilkan dapat mempertahankan suhu tetap		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur RSUD Tapan no. 440/005/SK/RSUD Tapan/2023 tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023		
Prosedur penatalaksanaan	1. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 2. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur kepada keluarga 3. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan a. Unit inkubator dan matras b. Laken bersih c. Aquadest steril 4. Periksa fungsi inkubator 5. Hubungkan inkubator kesumber listrik 6. Nyalakan inkubator 7. Isi humidifier inkubator dengan aquadest steril sesuai dengan batasan air yang ada humidifier 8. Setting menu (suhu/humidifikasi) inkubator sesuai dengan berat badan / gestasi bayi 9. Beri waktu 30-60 menit menghangatkan inkubator 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Memakai sarung tangan bersih 12. Masukkan bayi dalam inkubator		

RSUD TAPAN



PERAWATAN BAYI DALAM INKUBATOR

No. Dokumen
100/Kep/RSUD
Tapan/III/2023

No. Revisi

Halaman
2 / 2

13. Buka pakaian bayi, kecuali diapers agar memudahkan pengamatan
14. Pasang skin probe untuk memonitor suhu kulit
15. Monitor suhu bayi dan setting suhu inkubator setiap 3 jam
16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
17. Bersihkan inkubator setiap shift
18. Ganti inkubator setiap 1 minggu sekali
19. Informasi hasil pengukuran jika perlu
20. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan dan respon pasien

Unit terkait

IGD
Rawat Jalan
Rawat Inap