

**PENGEMASAN/PENGEPAKAN ALAT/BAHAN YANG AKAN DISTERILKAN**

Nomor Dokumen :
PPI/ 046 /RSUD-
PS/XI/2018

No. Revisi
01

Halaman
1/1

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL
(SPO)**

Tanggal Terbit :
6 November 2018

Ditetapkan Direktur RSUD
Dr. Muhammad Zein Painan

dr. H. Sutarnan, MM
NIP. 19690709/200112 1 001

Pengertian	Cara untuk meningkatkan pelayanan pengemasan/pengepakan alat/bahan kesehatan pakai ulang untuk menekan kejadian infeksi nosokomial di RSUD Dr. M. Zein Painan
Tujuan	Sebagai acuan penyelenggara pengemasan/pengepakan alat/bahan kesehatan pakai ulang
Kebijakan	Keputusan Direktur No. 800/PPI/002/RSUD-PS/X/2018 tentang kebijakan pelayanan Komite PPI
Prosedur	1. Setelah alat dikeringkan, alat dipisahkan sesuai jenisnya 2. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan pouches 3. Untuk bowel kamar operasi, pengemasan dilakukan dengan menggunakan alat tenun 4. Beri indikator luar dan indikator dalam 5. Beri etiket 6. Lakukan sterilisasi
Unit Terkait	- CSSD - Ruang Rawat Inap - Poliklinik - Kamar Operasi - ICU - Hemodialisa