




**PEMBERIAN TANDA STERILISASI
BAHAN/ALAT YANG AKAN DISTERILKAN**

	Nomor Dokumen : PPI/ 042 /RSUD- PS/XI/2018	No. Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : 6 November 2018	 Ditandatangani Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dr. H. Sulaiman, MM NIP. 19690709 200112 1 001	
Pengertian	Adalah proses dan tata cara pemberian tanda sterilisasi pada alat yang akan disterilkan, sehingga memberikan kemudahan bekerja		
Tujuan	Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemberian tanda sterilisasi pada alat yang akan disterilkan		
Kebijakan	Keputusan Direktur No. 800/PPI/002/RSUD-PS/X/2018 tentang kebijakan pelayanan Komite PPI		
Prosedur	1. Alat/barang yang mau disterilkan pre cleaning terlebih dahulu di ruangan masing-masing 2. Perendaman enzimatik, pencucian dan pengeringan dilanjutkan di CSSD 3. Pengemasan menggunakan Pouches. Untuk Bowel Kamar Operasi menggunakan kain 4. Kemasan diberi indikator luar dan indikator dalam. Penulisan tanggal dilakukannya sterilisasi ditulis di indikator luar 5. Kemasan siap untuk disterilkan		
Unit Terkait	- CSSD - Ruang Rawat Inap - Poliklinik - Kamar Operasi - ICU - Hemodialisa		