

	PROSEDUR MENGAKHIRI HEMODIALISA PADA AKSES DOUBLE LUMENT CATHETER		
	No. Dokumen PP/004/RSUD-PS/III/2018	No. Revisi 1	Halaman 1/3
SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)	Tanggal terbit 10 Mei 2018	 DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN dr. H. SUTARMAN/MM 10630709 200112 1001	
PENGERTIAN	Mengakhiri tindakan hemodialisa pada akses dobel lumen catheter adalah mengentikan tindakan hemodialisa pada pasien yang dipasang akses dobel lumen catheter setelah selesai sesuai dengan program atau ada komplikasi pada saat hemodialisa		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mempermudah proses mengakhiri tindakan hemodialisa pada pasien yang dipasang akses dobel lumen catheter sehingga menjamin keselamatan pasien dan operator		
KEBIJAKAN	SK Kebijakan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan Nomor : 800/PP/004/RSUD-PS/III/2018 Tanggal 20 Maret 2018 Tentang Kebijakan Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Unit Hemodialisa di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan		
PROSEDUR	1. Siapkan alat dan bahan : a. Bak instrumen steril yang disimpan disiapkan kembali b. Alat dan bahan steril yang diperlukan 1) Spuit 5 cc 2) Kasa 3) Sarung tangan steni 4) Kom kecil berisi NaCl 0,3% + heparin 5000 IU 5) Kom kecil berisi alkohol 70% dengan tutup subclavia didalamnya • Heparin		

- Alkohol 70%
- Betadin 10%
- Plaster

2. Perawat mencuci tangan
3. Pakai sarung tangan
4. Identifikasi pasien
5. Lepaskan selang infuse NaCl 0,9 % dari blood line kemudian diberi sambungan
6. Stop pompa darah
7. Tutup klem blood line inlet dan klem dobel limen inlet
8. Lepaskan blood line inlet dari dobel limen inlet
9. Sambungkan blood inlet dengan selang infuse NaCl 0,9%
10. Buka klem blood line inlet dan roll klem selang infuse NaCl 0,9%
11. Jalankan pompa darah 100-150 ml/menit, masukan darah ke dalam tubuh pasien sampai bersih
12. Stop pompa darah
13. Tutup klem blood line outlet dan klem double lumen outlet
14. Tutup klem blood line inlet dan roll klem selang infuse NaCl 0,9 %
15. Ukur tekanan darah pasien
16. Lepaskan blod line outlet dari dobel lumen out let
17. Ganti sarung tangan dengan yang sterill
18. Bersihkan ujun dobel lumen dengan kasa alkohol
19. Masukan NaCl 0,9% + heparin kedalam inlet dan outlet dobel lumen sampai darah bersih dengan spuit 5cc. Setelah cairan NaCl 0,9% masuk, darah tidak boleh ditarik lagi (gerakan 1 arah mendorong saja)
20. Pasang tutup dobel lumen
21. Lepaskan klem dobel lumen
22. Balut dobel lumen dengan kasa steril
23. Simpan blood line pada tempat yang sudah disediakan
24. Rapihkan alat-alat
25. Lepaskan sarung tangan
26. Perawat cuci tangan
27. Timbang berat badan pasien

	28. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan
UNIT TERKAIT	1. Instalasi hemodialisa