


	PENGHITUNGAN LINEN		
	Nomor Dokumen : PPI/ 038 /RSUD-PS/XI/2018	No. Revisi 01	Halaman 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : 6 November 2018	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr/ Muhammad Zein Painan dr. H. Suarman, MM PPI/ 038 /RSUD-PS/XI/2018	
Pengertian	Suatu prosedur penghitungan jumlah bahan/ kain yang digunakan di rumah sakit untuk kebutuhan pembungkus kasur, bantal, guling dan alat instrument steril lainnya		
Tujuan	1. Mencegah tertukarnya linen dari bagian yang satu ke bagian yang lain 2. Stock linen untuk ruangan terpenuhi 3. Menjaga kualitas dan kebersihan linen agar tetap tahan lama 4. Mengurangi komplain dari pasien, seperti : kusut, robek, luntur dan sebagainya		
Kebijakan	Keputusan Direktur No. 800/PPI/002/RSUD-PS/X/2018 tentang kebijakan pelayanan Komite PPI		
Prosedur	Ruang laundry (linen room) a. Linen kotor • Disetrika sambil perhatikan ada bercak atau robek pada linen dilipat rapi sesuai kebutuhan • Linen disusun sesuai kebutuhan b. Linen bersih • Jumlah linen dihitung sesuai dengan jenisnya dan dicatat • Proses pencucian linen dipisahkan antara umum dengan terinfeksi Ruangan 1. Linen di antar ke ruangan setiap pagi hari, sebelum pasien dilakukan tindakan 2. Masukkan linen ke dalam ruang linen, disusun dan diatur sesuai tempatnya 3. Menghitung linen bersamaan dengan saat memasukkan linen ke dalam rak/lemari (jumlah linen yang diberikan sesuai dengan jumlah linen kotor) = stock 4. Menyerahkan tanda bukti jumlah linen yang telah dikirim kepada petugas ruangan 5. Perhitungan stock dilakukan bersama dengan petugas ruangan		

**PENGHITUNGAN LINEN**

Nomor Dokumen :
PPI/ 038 /RSUD-PS/XI/2018

No. Revisi
01

Halaman
2/2

6. Jika tidak sesuai dengan stock, dicari penyebabnya
7. Linen yang telah dipakai pasien dibawa ke ruangan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah dibedakan warnanya, dan dipisahkan dengan yang terkontaminasi
8. Linen kotor di kumpulkan di ruangan dan keesokan harinya di ambil oleh petugas laundry 2 x sehari (pagi dan sore)

Unit Terkait

Semua Unit