

RSUD TAPAN 	PENGAMBILAN SAMPEL DARAH VENA		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen 064	No. Revisi 0	Halaman 1 / 2
	Tanggal Terbit Tgl/01/2020	Ditetapkan Oleh : Direktur RSUD TAPAN  Dr. Elfrina Mirna NIP. 19840427 201412 2 001	
PENGERTIAN	Tindakan pengambilan darah vena menggunakan disposable spuit.		
TUJUAN	Untuk sampel atau bahan pemeriksaan laboratorium.		
KEBIJAKAN	Dalam memberikan Asuhan Keperawatan (ASKEP) kepada pasien harus berdasarkan SPO yang tersedia		
PROSEDUR	A. Persiapan alat 1. Kom berisi kapas steril 2. Disposable spuit 3cc 3. Handscoon 4. Perlak dan alas 5. Torniquet 6. Tabung / botol steril 7. EDTA / reagen bila perlu 8. Label nama pasien, no register, tanggal, ruangan, jenis pemeriksaan 9. Bengkok 10. Blanko permintaan darah/pemeriksaan laboratorium B. Persiapan Pasien dan Lingkungan 1. Menjelaskan maksud dan tujuan tindakan. 2. Menjaga privasi pasien. 3. Buat informed concent C. Pealaksanaan 1. Berikan label pada tabung steril/ disposable spuit yang akan diisi darah vena. 2. Mengatur posisi pasien. 3. Mendekatkan alat – alat kedekat pasien.		

	4. Perawat mencuci tangan dan memakai handscoon. 5. Memasang perlak alas dibawah tempat yang akan ditusuk. 6. Menentukan pembuluh darah yang akan ditusuk. 7. Memasang torniquet. 8. Mengoleskan kapas alkohol pada permukaan kulit vena yang akan ditusuk dengan gerakan melingkar keluar. 9. Mengulang 2 – 3 kali / sampai bersih dan tunggu sampai kering. 10. Melakukan penusukan pada pembuluh darah vena dengan disposable spuit dan jarum menghadap ke atas. 11. Melakukan inspirasi, bila keluar darah berarti penusukan benar. 12. Melakukan penghisapan darah sesuai yang diinginkan. 13. Melepas torniquet 14. Menarik spuit dan menekan daerah tusukan dengan kapas alkohol. 15. Masukkan darah ke dalam tabung steril yang sudah disediakan 16. Memberitahu pasien kalau tindakan sudah selesai. 17. Merapikan pasien dan membereskan alat. 18. Melepas handscoon dan mencuci tangan 19. Mendokumentasikan
UNIT TERKAIT	1. IGD 2. Rawat Inap 3. Laboratorium