

RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) MENGGANTI ALAT TENUN DENGAN PASIEN DIATASNYA		
	No. Dokumen 04/043/SPRS/2014	No.Revisi	Jumlah Halaman 1/3
PROSEDUR TETAP	TANGGAL TERBIT 02 Desember 2014		
Pengertian	Tata cara mangganti alat tenun kotor pada tempat tidur pasien tanpa memindahkan pasien		
Tujuan	Sebagai acuan untuk melakukan tindakan mengganti alat tenun kotor tanpa memindahkan pasien		
Kebijakan	- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan - Pelaksana adalah dimulai dari perawat yunior (perawat yang baru pertama bekerja). - Mahasiswa keperawatan/kebidanan sesuai dengan kompetensi dan didampingi oleh perawat senior		
Prosedur	Persiapan Pasien - Pasien diberi penjelasan tentang prosedur yang akan dilakukan Persiapan Alat : - Alat tenun bersih disusun menurut pemakaiannya - Kursi/bangku - Tempat kain kotor yang tertutup - Perlak dan stik alat tenun bila perlu - Selimut bila ada - Bantal bila ada Pelaksanaan 1. Cuci tangan dengan cara teknik 6 langkah mencuci tangan. 2. Bawa alat yang telah disiapkan ke dekat pasien. 3. Letakkan bantal dan selimut pasien yang tidak perlu di kursi (jika keadaan pasien memungkinkan/tidak mengganggu pasien). 4. Miringkan pasien ke satu sisi (jika perlu, ganjal dengan bantal		

RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) MENGANTI ALAT TENUN DENGAN PASIEN DIATASNYA		
	No. Dokumen 04/043 /SPRS /2014	No.Revisi	Jumlah Halaman 2/3
PROSEDUR TETAP	TANGGAL TERBIT 02 Desember 2014	 DITETAPKAN DIREKTUR PAINAN SATRIANIBAWA, M.Kes 199803 1 002	
	guling supaya tidak jatuh). - Lepaskan alat tenun pada bagian yang kosong, dari bawah kasur lalu gulung satu per satu sampai di bawah punggung pasien. - Bentangkan spreng bersih dan gulung setengah bagian, letakkan gulungannya di bawah punggung pasien, ratakan setengah bagian lagi kemudian masukkan spreng bagian kepala ke bawah kasur ± 30 cm, demikian juga pada kaki, tarik setegang mungkin - Pada ujung setiap sisi kasur bentuk sisi 90°, lalu masukkan seluruh tepi spreng ke bawah kasur dengan rapi dan tegang - Bila pasien perlu memakai perlak, letakkan perlak melintang pada kasur ± 50 cm dari bagian kepala, beri stik alat tenun diatas, kemudian masukkan sisi-sisinya ke bawah kasur bersama dengan perlak - Setelah selesai dan rapi pada satu bagian, miringkan pasien ke arah berlawanan yang tadi telah di bersihkan (ganjal dengan bantal jika perlu agar pasien tidak terjatuh) - Lepaskan alat tenun yang kotor dari bawah kasur, angkat dan masukkan pada tempat kain kotor - Buka gulungan alat tenun dari bawah punggung pasien, tarik, dan ratakan setegang mungkin kemudian masukkan ke bawah kasur seperti diatas, dengan membuat sisi 90° pada ujung setiap sisi kasur - Pasang perlak dan stik alat tenun seperti tadi - Posisi pasien ditelentangkan kembali - Pasang selimut pada kasur bagian kaki, pada bagian atas yang terbalik dimasukkan ke bawah kasur ± 10 cm kemudian ujung sisi-sisinya dibentuk 90° dan masukkan ke bawah kasur - Tarik sisi atas selimut sampai terbentang bila pasien ingin diselimuti - Masukkan bantal kedalam sarungnya dan letakkan dibawah kepala pasien dengan bagian yang terbuka dibagian bawah - Baringkan kembali pasien dalam sikap yang nyaman - Berikan alat dan kembalikan ketempatnya - Cuci tangan - Catat tindakan yang telah dilakukan (waktu pelaksanaan, hasil tindakan, reaksi/respon pasien terhadap tindakan dan perawat		

RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) MENGANTI ALAT TENUN DENGAN PASIEN DIATASNYA		
	No. Dokumen 04/043/SPRS/2014	No.Revisi	Jumlah Halaman 3/3
PROSEDUR TETAP	TANGGAL TERBIT 02 Desember 2014	 DITETAPKAN DIREKTUR H. H. Satria Wibawa, M.Kes 10650311998031002 REGISTRASI SEKTOR	
	yang melakukan) pada catatan keperawatan.		
	Hal-hal yang perlu diperhatikan 1. Observasi keadaan umum pasien selama tindakan. 2. Hindari kontaminasi pada linen bersih. 3. Jangan menempatkan linen kotor pada tempat tidur pasien, meja, atau peralatan pasien lainnya. 4. Saat memasang linen/alat tenun pada tempat tidur pasien, gunakan cara yang efektif dan gunakan pada satu sisi dulu setelah selesai baru pindah ke sisi lain.		
Unit Terkait	Rawat Inap		