





 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nomor SOP	005/88/Disnak-Keswan/SOP/2017
	Tanggal Pembuatan	Senin, 08 Juni 2015
	Tanggal Revisi	Sabtu, 20 Mei 2017
	Tanggal Efektif	Rabu, 24 Mei 2017
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan  drh. Hj. HAZRITA, MM NIP. 19590613 198603 2 001
NAMA SOP		PENGAMBILAN SAMPEL DENGAN SWAB PADA KLOAKA
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
	1 Memahami teknis pengambilan sampel dan media transpor	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1 SOP Pemusnahan Limbah Medis 2 SOP Biosekuriti	1 Cotton Bud 2 Sarung tangan dan masker 3 Kapas alkohol 4 Tinta permanen untuk pemberian label 5 Kontainer khusus untuk limbah medis	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
1 Pergunakan tinta permanen untuk pemberian label	Catat identitas kemudian cocokan dengan lembar data tempat informasi tambahan mengenai hewan.	

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku		
		Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Petugas mempersiapkan alat dan bahan.		bangkai unggas, cotton bud, media transpor	5 menit	penggunaan APD
2	Petugas menggunakan alat perlindungan diri.		sarung tangan, masker, apron	5 menit	pengambilan swab kloaka
3	Petugas memasukkan cotton bud perlahan-lahan ke dalam kloaka dengan gerakan berputar dan perlahan-lahan sedalam 1,5 – 2,5 cm, kemudian memutar swab di dalam kloaka 360°, kemudian mengeluarkan swab secara perlahan-lahan dan membuang bagian sampel yang berlebihan (feses > 0.5 cm)		sarung tangan, masker, apron, cotton bud	10 menit	penyimpanan swab pada media transpor
4	Petugas memasukkan swab ke media transpor dengan cara membuka vial dan memasukkan ujung swab ke dalam media transport kira-kira kedalam $\frac{3}{4}$ dari dasar vial, memotong dan mematahkan tangkai swab dengan gunting sehingga swab tetap di dalam vial dan tutupnya dapat ditutup dengan kencang, mengusap gunting dengan alkohol 70% sebelum memotong tangkai swab. Buka vial dan masukkan ujung swab ke dalam media transport kira-kira kedalam $\frac{3}{4}$ dari dasar vial.		media transpor	5 menit	pemberian label
5	Petugas memberi label dengan informasi yang diperlukan, mencocokkan identitas pada tabung dengan lembar data tempat informasi tambahan mengenai sampel didapatkan, mencatat nomor tabung sampel pada lembar data bersama dengan ID, tanggal, spesies, jenis sampel, umur.		media transpor dan lembar data sampel	5 menit	pencatatan informasi sampel
8	Petugas mencatat semua informasi kedalam buku register sampel.		registrasi dan pendokumentasian sampel		pengiriman atau pemeriksaan sampel
9	Kirim atau periksa sampel.		surat pengantar sampel	1 hari	sampel siap diperiksa atau dikirim ke laboratorium

[illegible]