

| <b>RSUD TAPAN</b><br> | <b>MENGHITUNG DENYUT NADI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>STANDAR<br/>PROSEDUR<br/>OPERASIONAL</b>                                                            | No. Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No. Revisi | Halaman |
|                                                                                                        | 077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          | 1 / 1   |
| <b>PENGERTIAN</b>                                                                                      | Tanggal Terbit<br>Tgl/01/2020<br><br>Ditetapkan Oleh :<br>Direktur RSUD TAPAN<br><br><u>dr. Elfrina Mirna</u><br>NIP 198404272014122001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |
| <b>TUJUAN</b>                                                                                          | Menghitung denyut nadi dengan meraba :<br>1. Arteri radialis pada pergelangan tangan<br>2. Arteri brachialis pada siku bagian dalam<br>3. Arteri carotis pada leher<br>4. Arteri temporalis pada pelipis<br>5. Arteri femoralis pada lipatan paha (selangkangan)<br>6. Arteri dorsalis pedis pada kaki<br>7. Arteri frontalis pada ubun-ubun (bayi)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |
| <b>KEBIJAKAN</b>                                                                                       | Mengetahui jumlah denyut nadi dalam 1 (satu) menit<br><br>Dalam memberikan Asuhan Keperawatan (ASKEP) kepada pasien harus berdasarkan SPO yang tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |
| <b>PROSEDUR</b>                                                                                        | A. Persiapan Alat<br>1. Arloji tangan dengan petunjuk detik atau dengan pols teller<br>2. Buku catatan suhu dan nadi<br><br>B. Cara Melaksanakan<br>1. Menghitung denyut nadi dilakukan dengan pengukuran suhu<br>2. Pada waktu penghitungan denyut nadi pasien harus benar-benar dalam keadaan istirahat dengan posisi berbaring atau duduk<br>3. Penghitungan dilakukan dengan menempelkan jari telunjuk dan jari tengah di atas arteri selama ½ menit dan hasilnya dikalikan dua<br>4. Khusus pada anak-anak penghitungan dilakukan selama 1 menit<br>5. Hasil penghitungan dicatat pada buku catatan suhu dan nadi<br>6. Pendokumentasiant |            |         |
| <b>UNIT TERKAIT</b>                                                                                    | 1. Rawat Inap<br>2. IGD<br>3. Kamar Bersalin<br>4. Perinatologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |