

RSUD TAPAN		DUKUNGAN VENTILASI DENGAN BAG VALVE MASK (BVM)	
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	046/Kep/RSUD Tapan/III/2023		1/ 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 / 03 /2023		Ditetapkan Oleh Direktur RSUD TAPAN  drg. Irmadel Putra Emira NIP. 19781111 201504 1001
Pengertian	Memfasilitasi dalam mempertahankan pernafasan spontan untuk memaksimalkan pertukaran gas di paru-paru		
Tujuan	Untuk memfasilitasi dalam mempertahankan pernafasan spontan		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur RSUD Tapan no. 440/005/SK/RSUD Tapan/2023 tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023		
Prosedur penatalaksanaan	1. Identifikasi pasien minimal menggunakan dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir dan/atau nomor rekam medis) 2. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 3. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. BVM c. Selang end to end d. Suplai oksigen 4. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 5. Pasang sarung tangan bersih 6. Atur posisi terlentang 7. Sambungkan canul BVM ke nipple nude oksigen 8. Atur kadar oksigen 10-15 l/m atau sesuai kebutuhan 9. Pasangkan masker BVM ke arah hidung dan mulut dengan Teknik EC clamp 10. Pompa BVM sesuai perkiraan volume tidal 11. Hentikan prosedur jika pasien bernafas spontan secara adekuat 12. Angkat masker BVM dari hidung dan mulut pasien 13. Ganti BVM dengan NRM 10-15 l/m		

RSUD TAPAN



**DUKUNGAN VENTILASI DENGAN BAG VALVE
MASK (BVM)**

No. Dokumen
046/Kep/RSUD
Tapan/III/2023

No. Revisi

Halaman

2 / 2

14. Atur posisi semi fowler
15. Rapikan pasien dan alat yang digunakan
16. Lepaskan sarung tangan
17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respon pasien

Unit terkait

IGD
Rawat Inap
Kamar Operasi