


RSUD TAPAN 	INFUS PUMP		
	No. Dokumen 050/Kep/RSUD Tapan/III/2023	No. Revisi	Halaman 1/ 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 / 03 /2023		Ditetapkan Oleh Direktur RSUD TAPAN  drg. Irmadel Putra Emira NIP. 19781111 201504 1001
Pengertian	Infus pump adalah Pengoperasian alat yang digunakan untuk mengatur tetesan infus agar lebih akurat		
Tujuan	1. Menjamin pemberian/ penggunaan alat yang aman 2. Agar tetesan cairan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur RSUD Tapan no. 440/005/SK/RSUD Tapan/2023 tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023		
Prosedur penatalaksanaan	1. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 2. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur kepada keluarga pasien 3. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan : set infus pump siap pakai, cairan infus atau obat, selang infus sesuai alat, dan label obat 4. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 5. Persiapan Pasien dekatkan alat kedekat pasien dan sambungkan alat kealiran listrik 6. Periksa kondisi infus pasien, ganti selang infus sesuai dengan infus pump (sesuai ukuran selang yang tertera disetiap alat atau merk infus pump), pasang infus bila pasien belum terpasang infus/ infus macet. 7. Tutup kateter trip pada selang infus 8. Pasang selang infus ke alat infus pump 9. Pasang sensor pada chamber infus (harus di atas batas air yang ada di chambernya) 10. Cek kembali order dan kecepatan aliran. Hidupkan infus pump		

RSUD TAPAN



INFUS PUMP

No. Dokumen
050/Kep/RSUD
Tapan/III/2023

No. Revisi

Halaman
2 / 2

dan atur parameter sesuai dengan kebutuhan *(volume dan kecepatan aliran)

11. Tekan star untuk memulai pemberian cairan
12. Jika ada hal yang kurang tepat, alat akan memberikan peringatan dengan suara dan lampu yang menyala merah pada tulisan air, occlusion , flow err, empty, doo, completion
13. Evaluasi respon klien terhadap pemberian cairan
14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
15. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan

Unit terkait

IGD
Rawat Inap
Kamar Operasi