


RSUD TAPAN 	PEMANTAUAN TINGKAT KESADARAN DENGAN SKALA KOMA GLASGOW (GCS)		
	No. Dokumen 064/Kep/RSUD Tapan/III/2023	No. Revisi	Halaman 1/ 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 / 03 /2023		Ditetapkan Oleh : Direktur RSUD TAPAN  drg. Irmadel Putra Emira NIP. 19781111 201504 1001
Pengertian	Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kesadaran berdasarkan respons membuka mata, suara dan motorik		
Tujuan	1. Mengetahui tingkat kesadaran pasien 2. Mengukur berat ringannya cedera kepala yang dialami pasien		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur RSUD Tapan no. 440/005/SK/RSUD Tapan/2023 tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023		
Prosedur penatalaksanaan	1. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 2. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 3. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 4. Posisikan pasien baring 5. Periksa respons mata (eye): a. Membuka mata spontan, skor 4 b. Membuka mata dengan perintah, skor 3 c. Membuka mata terhadap rangsang nyeri, skor 2 d. Tidak berespon , skor 1 6. Periksa respons suara (verbal): a. Orientasi baik, skor 5 b. Mengucapkan kalimat tapi tidak sesuai, skor 4 c. Mengucapkan kata-kata kacau, skor 3 d. Bersuara tanpa arti, skor 2 e. Tidak berespons, skor 1 7. Periksa respons motorik (motoric): a. Mengikuti perintah, skor 6 b. Melokalisasi nyeri, skor 5		

RSUD TAPAN 	PEMANTAUAN TINGKAT KESADARAN DENGAN SKALA KOMA GLASGOW (GCS)		
	No. Dokumen 064/Kep/RSUD Tapan/III/2023	No. Revisi	Halaman 2 / 2
Unit terkait	c. Menolak rangsangan nyeri pada anggota gerak, skor 4 d. Fleksi abnormal, skor 3 e. Ekstensi abnormal, skor 2 f. Tidak ada respons, skor 1 8. Tuliskan total skor dan masing-masing komponen skor GCS, seperti GCS (E4V5M6) 9. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 10. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 11. Dokumentasikan hasil pemantauan IGD Rawat Inap VK (Kamar Bersalin) OK (Kamar Operasi)		