

RSUD TAPAN 	PEMASANGAN MONITOR JANTUNG		
	No. Dokumen 087/Kep/RSUD Tapan/III/2023	No. Revisi	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 / 03 /2023		Ditetapkan Oleh : Direktur RSUD TAPAN  drg. Irmadel Putra Emira NIP. 19781111 201504 1001
Pengertian	Memasang elektroda untuk mendapatkan sadapan potensial listrik jantung tertentu secara kontinu yang dihasilkan oleh aktivitas jantung		
Tujuan	1. Acuan dalam pemasangan bedside monitor 2. Menilai tanda – tanda vital pasien		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur RSUD Tapan no. 440/005/SK/RSUD Tapan/2023 tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023		
Prosedur penatalaksanaan	1. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 2. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 3. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan : a. Mesin monitor jantung b. Kabel monitor jantung c. Elektroda d. Alcohol swab, jika perlu 4. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 5. Atur posisi pasien nyaman mungkin 6. Jaga privasi pasien 7. Nyalakan mesin monitor jantung 8. Sambungkan kabel dengan elektroda 9. Bersihkan permukaan kulit di area yang akan dipasangkan elektroda 10. Tempelkan elektroda di dada pasien sesuai dengan petunjuk penggunaan : a. Kabel RA dengan elektroda di area dada kanan atas b. Kabel LA dengan elektroda di area dada kiri atas		

RSUD TAPAN 	PEMASANGAN MONITOR JANTUNG		
	No. Dokumen 087/Kep/RSUD Tapan/III/2023	No. Revisi	Halaman 2 / 2
Unit terkait	c. Kabel LL dengan elektroda di area perut kuadran kiri atas d. Kabel RL dengan elektroda di area perut kuadran kanan atas e. Kabel V (jika ada) dipetengan dada 11. Pastikan irama EKG muncul pada layer monitor 12. Rapihkan pasien dan alat-alat yang digunakan 13. Lakukan kebersihan tangan 6 tangan 14. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan		
	IGD Rawat Inap		