

RSUD TAPAN 	TRANSFER PASIEN		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen 181/Kep/RSUD Tapan/III/2023	No. Revisi	Halaman 1/ 2
	Tanggal Terbit 13 / 03 /2023		Ditetapkan Oleh Direktur RSUD TAPAN  <u>drg. Irmadel Putra Emira</u> NIP. 1978/111 201504 1001
Pengertian	Menyiapkan dan mengirimkan pasien ke ruangan lain		
Tujuan	Sebagai acuan: 1. Agar pasien dapat tertangani dengan cepat, tepat dan efisien 2. Mencegah kematian atau kecacatan yang disebabkan keterbatasan fasilitas dan sumber daya 3. Perawatan yang berkelanjutan		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur RSUD Tapan no. 440/005/SK/RSUD Tapan/2023 tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023		
Prosedur penatalaksanaan	1. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 2. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 3. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan : a. Sarung tangan b. Brangkar atau kursi roda, sesuai kebutuhan c. Tabung oksigen, jika perlu d. Emergency kit, jika perlu e. Formulir transfer pasien f. Rekam medis pasien 4. Lakukan bersihan tangan 6 langkah 5. Pasang sarung tangan bersih 6. Periksa keadaan pasien 7. Lengkapi prosedur tranfer pasien 8. Koordinasi dengan perawat ruangan yang dituju bahwa pasien telah siap di tranfer 9. Transfer pasien ke ruangan yang telah dituju dengan alat transfer yang sesuai (seperti brangkar dan kursi roda)		

RSUD TAPAN 	TRANSFER PASIEN		
	No. Dokumen 181/Kep/RSUD Tapan/III/2023	No. Revisi	Halaman 2 / 2
Unit terkait	10. Monitor kondisi pasien selama proses transfer 11. Lakukan dukungan ventilasi selama transfer, jika perlu 12. Pindahkan pasien dari brankar atau kursi roda ke tempat tidur ruangan yang dituju 13. Lakukan serah terima pasien dengan perawat ruangan yang dituju 14. Lepas sarung tangan 15. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 16. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respon pasien		
	IGD Kamar bersalin Kamar Operasi Rawat Jalan Rawat Inap		