


	PENCUCIAN LINEN INFEKSIOUS		
	Nomor Dokumen : PPI/ 078 /RSUD-PS/XI/2018	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : 6 November 2018	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dr. H. Sptarman, MM NIP. 19690709 200112 1 001	
Pengertian	Pencucian linen infeksius adalah suatu kegiatan menghilangkan kotoran/ noda pada linen infeksius dengan cara khusus.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mencegah penularan penyakit melalui linen, dan untuk mencegah petugas tertular penyakit, mencegah terjadinya infeksi nosokomial.		
Kebijakan	Keputusan Direktur No. 800/PPI/002/RSUD-PS/X/2018 tentang kebijakan pelayanan Komite PPI		
Prosedur	1. Pakaian dimasukkan ke dalam mesin cuci infeksius 2. Pakaian dicuci, dikucek dengan air biasa selama 5 menit 3. Selanjutnya air dibuang 4. Stel mesin cuci ke air panas 5. Masukkan desinfektan, dikucek selama 5 menit 6. Lalu buang air 7. Masukkan air panas beri deterjen, alkali dan emulsifier kucek selama 5 menit buang air dan pembilasan pertama 8. Masukkan sour kucek 5 menit buang air 9. Pembilasan ke 2 buang air baru kasih pengharum		
Unit Terkait	Ruangan Loundry		