



## PROSEDUR PENYIMPANAN SAMPEL MAKANAN

RSUD Dr.  
MUHAMMAD  
ZEIN PAINAN

No.Dokumen  
PP/ 004 /RSUD-PS/ III /2018


NO. REVISI  
01

HALAMAN  
1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal  
25 Maret 2018

Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein



### PENGERTIAN

adalah suatu kegiatan penyimpanan sampel makanan yang sudah diolah dalam waktu 1 x 24 jam sebagai bahan konfirmasi apabila terjadi masalah dalam pemberian makanan pada konsumen.

### TUJUAN

1. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan yang mengkonsumsi makanan.
2. Sebagai bahan pertanggungjawaban apabila terjadi gangguan atau tuntutan.

### KEBIJAKAN

- Buku Pedoman Pelayanan Gizi RSUD dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2018.
- SK Direktur RSUD tentang Pedoman Pelayanan Gizi no : 800/PP/RSUD-PS/ maret /2018.

### PROSEDUR

1. Lakukan pencicipan semua makanan/uji organoleptik sebelum didistribusikan kepada pelanggan (pasien dan pegawai).
2. Ambil semua contoh makanan terutama makanan protein tinggi sebanyak 1 porsi setiap shift dinas.
3. Masukkan kedalam wadah tertutup/plastik/mika dan beri label tanggal, menu seberapa dan shift dinas.
4. Simpan didalam freezer dengan suhu -4 s/d -10 C selama 1 x 24 jam.
5. Apabila telah lewat dari 1 x 24 jam maka sampel makanan dapat dibuang
6. Untuk penyimpanan makanan cair (MC) dan makanan saring (MS) dilakukan 1 x 24 jam dalam chiller dengan suhu 4 – 10 C.  
Makanan yang disimpan dimusnahkan apabila kondisi aman

### UNIT TERKAIT

Instalasi Gizi